

羟自由基清除率检测试剂盒(Fenton 比色法)

产品简介:

在生命活动的代谢过程中不断产生各种自由基,其中羟自由基($\cdot\text{OH}$)是体内最活跃的活性氧,可介导许多生理变化,羟自由基作用于体内蛋白质、核酸、脂类等生物分子,造成细胞结构和功能受损,进而导致体内代谢紊乱引起疾病,如引发不饱和脂肪酸发生脂质过氧化反应,并损伤膜结构和功能;羟自由基清除能力是样品抗氧化能力的重要指标之一,在抗氧化类保健品和药品研究中得到广泛应用。

Leagene 羟自由基清除率检测试剂盒(Fenton 比色法)又称羟自由基清除能力检测试剂盒或羟自由基检测试剂盒,其检测原理是 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{Fe}^{2+}$ 通过 Fenton 反应产生羟自由基,并将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , 导致红色的邻二氮菲- Fe^{2+} 氧化为无色的邻二氮菲- Fe^{3+} , 使邻二氮菲- Fe^{2+} 在 536nm 处的最大吸收峰消失,可通过分光光度计测定 530~540nm 处吸光度的变化,据此可计算出羟自由基的含量变化,即可计算出样品的羟自由基清除率或清除能力,主要用于植物组织、血清、血浆等样本。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	TO1133	Storage
	50T		
试剂(A): 邻二氮菲溶液	30ml	4°C	避光
试剂(B): $\cdot\text{OH}$ Assay Buffer	40ml	RT	
试剂(C): 亚铁显色液	20ml	4°C	
试剂(D): 氧化剂	20ml	4°C	
使用说明书	1 份		

自备材料:

- 1、实验材料: 植物组织(芹菜、绿豆、玉米等叶片)、血液、组织样本、蒸馏水等
- 2、电子天平、研钵或匀浆器、离心机、离心管或试管、水浴锅、分光光度计、比色杯

操作步骤(仅供参考):

1、准备样品:

①植物样品: 取正常或逆境下的新鲜植物组织,清洗干净,擦干,切碎,迅速称取,按 1~1.5g 样品: 4.5ml 蒸馏水的比例匀浆或研磨,室温静置 4h, 3000g 离心 30min, 上清液即为羟自由基粗提液, 4°C 保存备用(亦可参考相关资料提取方法提取)。

②血浆、血清和尿液样品: 血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于该试剂盒的测

定，4℃保存，用于羟自由基($\cdot\text{OH}$)的检测。

③高活性样品：如果样品中含有较高浓度的羟自由基，可用蒸馏水进行恰当的稀释。

- 2、 $\cdot\text{OH}$ 加样：按照下表设置空白管、未损伤管、损伤管、对照管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，然后，置各管于 37℃水浴锅保温 1h；如果样品中的羟自由基($\cdot\text{OH}$)浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的检测最好能设置平行管。

加入物(单位: ml)	空白管	未损伤管	损伤管	对照管	测定管
邻二氮菲溶液	—	0.6	0.6	—	0.6
OH Assay Buffer	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
亚铁显色液	—	0.4	0.4	—	0.4
蒸馏水	3.2	2.2	1.8	2.8	1.4
待测样品	—	—	—	0.4	0.4
氧化剂	—	—	0.4	—	0.4

- 3、 $\cdot\text{OH}$ 测定：比色杯光径 1cm，蒸馏水调零，以分光光度计测定各管 530~540nm 处吸光度值，依次记为 A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_3' 、 A_3 。

计算：

$$\begin{aligned} \text{组织样品}\cdot\text{OH 清除率}(\%) &= [(A_3 - A_3') - (A_2 - A_0)] / [(A_1 - A_0) - (A_2 - A_0)] \times 100 \\ &= [(A_3 - A_3') - (A_2 - A_0)] / (A_1 - A_2) \times 100 \end{aligned}$$

备注： A_0 =空白管的吸光度值

A_1 =未损伤管的吸光度值

A_2 =损伤管的吸光度值

A_3' =对照管的吸光度值

A_3 =测定管的吸光度值

注意事项：

- 1、实验材料应尽量新鲜，如取材后不能立即检测，应存于 4℃。
- 2、测定过程中的干扰因素较多，容易对测定的准确性和灵敏度造成影响。
- 3、水浴的温度和时间应一致。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：6 个月有效；低温运输，按要求保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
DP0013	GUS 染色液(即用型)
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)