

潘氏细胞染色液(Lendrum 氏荧光桃红酒石黄法)

产品简介:

潘氏细胞位于肠腺的基底部,形态和肠上皮细胞相似,呈锥体形,常三、五成群,互相并列。细胞核为椭圆形,位于细胞基部,胞浆内含有粗大的嗜酸性颗粒,故 HE 染色切片被染为红色。在潘氏细胞颗粒中含有金属锌、精氨酸和酪氨酸。有人用免疫细胞化学方法测定其分泌颗粒内含有溶酶菌,溶酶菌能消化某些细菌,对控制肠内细菌有着一定作用,但有关潘氏细胞的功能尚不完全清楚。

Leagene 潘氏细胞染色液采用 Lendrum 法,又称荧光桃红-酒石黄法,利用荧光桃红将潘氏细胞染成红色,细胞核染成蓝色,背景被酒石黄复染为黄色。此法除进行潘氏细胞染色外,还可用来显示病毒包涵体。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	DA0400 100T	Storage
试剂(A): Lea 苏木素染色液	50ml	4°C
试剂(B): 荧光桃红染色液	50ml	RT 避光
试剂(C): 酒石黄原液	50ml	RT 避光
试剂(D): 溶纤剂	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、10%中性福尔马林固定液、蒸馏水、系列乙醇、甲醇
- 2、二甲苯或环保脱蜡透明液、中性树胶

操作步骤(仅供参考):

- 1、常规固定(常采用 10%中性福尔马林固定液),常规脱水包埋。
- 2、常规二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液脱蜡至水。
- 3、Lea 苏木素染色液滴染 5~10min,自来水冲洗 8~15min。
- 4、入荧光桃红染色液浸染 15~20min,自来水冲洗,吸干玻片。
- 5、用酒石黄原液分化 30s~5min,显微镜下控制脱色,红细胞脱去荧光桃红颜色为止。
- 6、水洗 3~5min。溶纤剂洗涤 2~3min。
- 7、配制酒石黄染液:按酒石黄原液:溶纤剂=2:3 的比例混合即可。
- 8、酒石黄染液复染 15min,背景呈金黄色为止。

9、用甲醇稍洗。

10、无水乙醇脱水，常规二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明，中性树胶封固，镜检。

染色结果：

潘氏细胞及病毒包涵体	亮红色
细胞核	蓝色
红细胞	橙色至红色不等
背景	黄色

注意事项：

- 1、潘氏细胞颗粒可被酸性破坏，因此，不要使用含冰醋酸的 Bouin 氏或 Carnoy 氏等固定液固定。
- 2、病毒很小，光镜下不易被发现，应仔细观察。
- 3、酒石黄原液和溶纤剂含有机溶剂，易挥发
- 4、酒石黄溶纤剂既是分化剂又是复染剂，在染色过程中即配即用，不建议重复使用。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效。常温运输，按要求保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色试剂盒
DE0001	碱性磷酸酶染色液(改良 Gomori 钙钴法)
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DG0007	AB-PAS 染色液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC1169	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)