

## 亚历山大染色液

### 产品简介:

Leagene 亚历山大染色液(Alexander Stain) 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成, pH 值呈酸性, 是很好的植物花粉粒的染色剂。Alexander Stain 常用于细胞核染色, 对于植物花粉, 染色后会呈紫红色。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号			Storage
	DP0051			
Alexander Stain	10ml	50ml	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份			

### 自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片、光学显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取新鲜花朵, 小心去除花瓣和雌蕊。
- 2、将花粉物质置于载玻片, 滴加 2~3 滴 Alexander Stain。
- 3、充分混合, 立即盖上盖玻片染色 5~10h。
- 4、吸去多余液体, 显微镜下观察。

### 注意事项:

- 1、染完色后, 应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)