

隐孢子虫卵囊染色液(金胺-酚法)

产品简介:

隐孢子虫卵囊染色检查方法有金胺-酚染色法、改良抗酸染色法、金胺-酚染色法改良抗酸染色法等,金胺-酚染色液由金胺、酚、适用于新鲜粪便样本或经福尔马林固定后的样本。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DZ0260	Storage
		3×20ml	
试剂(A): 金胺酚染色液		20ml	RT 避光
试剂(B): 分化液		20ml	RT
试剂(C): 氧化剂		20ml	RT 避光
使用说明书			1份

操作步骤(仅供参考):

- 1、准备粪便标本薄涂片,自然晾干,甲醇中固定 2~3min。
- 2、滴加金胺酚染色液于晾干的粪膜上,放置 10~15min,水洗。
- 3、滴加分化液于粪膜上,放置 1min,水洗。
- 4、滴加氧化剂于粪膜上,放置 1min,水洗。
- 5、待干、荧光显微镜检查。

染色结果: 低倍荧光显微镜下,卵囊呈一圆形小亮点,发出乳白色荧光;低倍荧光显微镜下,卵囊呈乳白色或略带绿色,卵囊壁为一薄层,多数卵囊周围深染,中央淡然,呈环状。

注意事项:

- 1、有些标本可出现非特异性的荧光颗粒,注意加以区别。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DM0002	姬姆萨染色液(Giemsa stain, 1:9)
OR0008	pH 标准缓冲溶液(pH=10.00)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)