

石炭酸复红染色液

产品简介:

石炭酸复红染色液与改良苯酚品红染色液不同。石炭酸复红染色液主要由石炭酸、碱性品红等组成,主要用于痰涂片或拭子结核杆菌染色和革兰氏染色,较少单独使用。改良苯酚品红染色液又称卡宝品红(Carbol fuchsin)染色液,主要由苯酚、碱性品红、山梨醇、氧化剂等组成,常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。

Leagene 石炭酸复红染色液主要用于抗酸杆菌染色和革兰氏染色中,亦可单独使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	DM0090	
石炭酸复红染色液	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 载玻片、盖玻片、光学显微镜
- 自来水

操作步骤(仅供参考):

(一)抗酸染色

- 接种环挑取待检样本,涂布于载玻片上,自然干燥。
- 滴加石炭酸复红染色液染色 5~10min,不必加热,蒸馏水冲洗。
- 用脱色液脱色至无红色为止,蒸馏水冲洗。
- 用亚甲基蓝染色液染色 30~60s,蒸馏水冲洗。
- 轻轻吸干水分,自然干燥。
- 油镜镜检。

(二)石蜡切片染色

- 石蜡切片二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液脱蜡至水。
- 滴加石炭酸复红染色液染色 3~5min,流水稍洗。
- 盐酸乙醇分化 5~10s,流水稍洗。
- 直接二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明,中性树脂封片。

注意事项:

- 1、染色结束后,应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 24个月有效。**相关产品:**

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DM0016	增强革兰氏染色液
DM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)