

## Rakoff 染色液

### 产品简介:

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou)染色、Rakoff 染色、姬姆萨染色等, Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平, Rakoff 染色操作简单, 经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

| 名称 \ 编号      | DA0120 | DA0120 | Storage |
|--------------|--------|--------|---------|
|              | 100ml  | 500ml  | RT 避光   |
| Rakoff Stain |        |        |         |
| 使用说明书        | 1 份    |        |         |

### 自备材料:

- 1、细胞刷
- 2、生理盐水
- 3、试管
- 4、载玻片

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞, 放入装有 1~2ml 生理盐水的试管内。
- 2、在试管内滴入 3~5 滴 Rakoff Stain, 并轻轻混匀。
- 3、取 1~2 滴混合液于载玻片上, 制成细胞涂片。
- 4、待涂片干燥, 中性树胶封片。

### 染色结果:

|         |     |
|---------|-----|
| 嗜酸性细胞质  | 粉红色 |
| 嗜碱性细胞质  | 淡绿色 |
| 角化细胞固缩核 | 不着色 |

### 注意事项:

- 1、细胞涂片时应注意使细胞均匀。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月有效。

**相关产品：**

| 产品编号   | 产品名称                     |
|--------|--------------------------|
| DA0086 | 巴氏染色液(Papanicolaou EA36) |
| DC0032 | Masson 三色染色液             |
| DF0111 | 中性福尔马林固定液(10%)           |
| DH0006 | 苏木素伊红(HE)染色液             |
| DL0001 | 苏丹IV染色液                  |
| PW0040 | Western blot 一抗稀释液       |
| TE0002 | 碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法) |