

迪夫快速染色液(Diff-Quik Stain)

产品简介:

Diff-Quik 染色是在 Wright 染色基础上改良而来的一种快速染色方法, 是细胞学检查中常用的染色方法之一, 染液是采用世界卫生组织(WHO)推荐的快速染色方法而配制, 与 Wright Stain 类似都是利用 Romanowsky Stain 技术原理改良而来的, 染色结果与瑞氏染色液也极其相似, 但迪夫快速染色所需的时间极短, 一般 90s 以内即可完成染色。

Leagene 迪夫快速染色液含固定液, 主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物涂片、脱落细胞涂片等染色, 非常适合用于批量浸染, 且背景清晰无沉渣。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	DA0098 3×100ml	DA0098 3×500ml	Storage
试剂(A): Diff-Quik Fixative	100ml	500ml	RT
试剂(B): Diff-Quik I	100ml	500ml	RT 避光
试剂(C): Diff-Quik II	100ml	500ml	RT 避光
使用说明书	1 份		

自备材料:

- 1、载玻片
- 2、蒸馏水
- 3、显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、常规方法制备血液涂片或骨髓涂片, 自然干燥或酒精灯火焰干燥后, Diff-Quik Fixative 固定 20s。注意: 根据待检样本的不同, 采用的固定策略也不同, 具体请参照注意事项 3、4、5。
- 2、Diff-Quik I 染色 5 ~ 10s。
- 3、Diff-Quik II 染色 5 ~ 10s。
- 4、水洗后立即趁湿在显微镜下观察。
- 5、将观察后认为有价值的片子带回实验室, 用二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明, 封固、保存。

染色结果:

细胞核、白细胞	深蓝色
基质、淋巴细胞	紫色
细胞质、红细胞	粉红色

注意事项:

- 1、Diff-Quik Fixative 是 Diff 专用固定液, 如需大量可用甲醇替代。
- 2、血液涂片或骨髓涂片应厚薄均匀, 以免影响染色效果。
- 3、血细胞涂片染色要求新鲜全血或 EDTA 抗凝血; 血膜未干透, 细胞有可能尚未牢固附在玻片上, 在染色过程中容易脱落, 因此血膜必需充分干燥。
- 4、骨髓涂片染色要求制备好的涂片在空气中快速摇动或扇干, 以防止细胞皱缩变形或因空气潮湿而溶血, 不能用高温或火烤来干燥涂片。
- 5、阴道分泌物涂片染色要求新鲜标本涂片后, 尽快以火焰或酒精固定, 以免细胞变形。
- 6、脱落细胞涂片固定可采用自然干燥或固定液固定。
- 7、涂片染色中请勿先去除染液或直接对涂片用力冲洗, 不能先倒掉染液, 以免染料沉着于涂片上。
- 8、染色液可重复使用, 但不能多次重复, 若有沉淀物应过滤后使用。
- 9、染色过深可用甲醇或酒精适当脱色, 最好不复染。
- 10、如果染色过深或过浅, 应调整染色时间或工作液浓度。
- 11、pH 值对染色有一定影响, 载玻片应清洁、无酸碱污染, 以免影响染色效果。
- 12、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	中性福尔马林固定液(10%)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
NH0043	SSC 缓冲液(20×, pH7.0)
NR0003	Lezol(总 RNA 抽提试剂)
OR0001	pH 标准缓冲溶液(pH=4.00)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)