

## DEPC-PBS 溶液(活跃)

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Leagene DEPC-PBS 溶液(活跃)是由无菌的 PBS 和 DEPC 组成, 其中 DEPC 未经高压灭活, 具有处理 RNA 酶活性, 由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 不含  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ , pH 值约为 7.4, 该试剂为 1×工作液, 常用于 RNA 杂交。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	Storage
	NH0014	
DEPC-PBS 溶液(活跃)	500ml	RT
使用说明书		1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、无需配制, 直接使用。

### 注意事项:

- 1、DEPC 未经高压灭活, 具有处理 RNA 酶活性和一定的毒性, 请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CC0022	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 含酚红)
CZ0061	台氏液(Tyrode's solution)
DA0057	甲苯胺蓝染色液(1%, 硼酸盐法)
DH0005	Mayer 苏木素染色液
PS0009	Western 及 IP 细胞裂解液
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)