

## 蛋白酶 K 缓冲液(10×)

### 产品简介:

蛋白酶 K 缓冲液(10×)由 Tris-HCl 缓冲液(pH8.3)、氯化钠、EDTA 等组成, pH 约为 8.0, 蛋白酶 K 的溶解或反应时使用该反应缓冲液用去离子水稀释 10 倍。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PZ0026	Storage
	蛋白酶 K 缓冲液(10×)		100ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)