

## 山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5,无菌)

### 产品简介:

山梨醇(Sorbitol)又称山梨糖醇、己六醇、D - 山梨醇等,是一种不挥发多元糖醇, CAS 号为 50-70-4, 分子量为 182.17。用于日化行业作为保湿剂、防冻剂等; 用于食品行业作为保鲜剂、甜味剂等; 用于医药行业作为维生素 C 的生产原料等。

Leagene 山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5)主要由山梨醇、磷酸钾、EDTA 组成, pH 值约为 7.5, 经高压灭菌处理, 用于分离细胞核等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

| 名称    | 编号                           | CS0155 | Storage |
|-------|------------------------------|--------|---------|
|       | 山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5,无菌) |        | 100ml   |
| 使用说明书 |                              |        | 1 份     |

### 操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

### 相关产品:

| 产品编号   | 产品名称                      |
|--------|---------------------------|
| CC0007 | 磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)       |
| CT0026 | MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒        |
| CZ0063 | 改良台氏液(Tyrode's solution)  |
| DA0020 | Hoechst33342/PI 细胞凋亡染色试剂盒 |
| DM0004 | 瑞氏染色液(即用型)                |
| PE0103 | Acr-Bis(30%,29:1)         |
| TO1013 | 丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)    |