

亮绿 SF 染色液(1%)

产品简介:

亮绿 SF(Light green SF yellowish)又称亮绿 SF(淡黄)、亮绿 2G、亮绿 S、酸性绿等, 分子量为 792.84, 易溶于水呈绿色溶液。

Leagene 亮绿 SF 染色液(1%)主要由亮绿 SF、磷酸盐、去离子水等组成, 根据不同组织染色而异。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	DZ0003	
亮绿 SF 染色液(1%)	100ml	RT 避光
使用说明书		1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般染色 1~3min, 根据不同组织染色而异。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CZ0061	台氏液(Tyrode's Solution)
DC0032	Masson 三色染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
DM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)