

詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)

产品简介:

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿,是一种活体染色剂,专一用于线粒体的染色,染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合,从而出现蓝绿色。

Leagene 詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成,染色过程中务必保持所取的材料活性,并且迅速操作。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DZ0011	Storage
	詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)		10ml
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 按实验具体要求操作。
- 取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)等量混合,一般染色 1~3min,根据不同样本染色而异。

注意事项:

- 染色的线粒体应是新鲜提取,尽快染色,一般 2h 内全部完成。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CZ0061	台氏液(Tyrode's Solution)
DC0032	Masson 三色染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
R00228	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH8.0)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)