

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)

产品简介:

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)主要由 PIPES、TRIS、EDTA 等组成, 是一种 RNA 电泳缓冲液, 经 0.1%DEPC 处理, 不含核酸酶, 用于 RNA 电泳。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	NA0001	Storage
	BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、实验过程中避免 RNase 污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
DC0032	Masson 三色染色液
NA0015	MOPS 电泳缓冲液(1×,RNase free)
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)