

## Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE)

### 产品简介:

Tris-磷酸电泳缓冲液简称 TPE, 1×TPE 工作液中含有 90mM Tris-磷酸、2mM EDTA。LeageneTris-磷酸电泳缓冲液是 10 倍浓缩的 TPE, 主要由 900mM Tris-硼酸、20mM EDTA 等组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×TPE 后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	Storage
	NA0044	
10×TPE	500ml	RT
使用说明书		1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×。
- 2、琼脂糖溶解于 1×TPE, 加热熔化, 冷却至 55°C 后加染料, 冷却至室温。
- 3、上样, 电泳。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NA0015	MOPS 电泳缓冲液(1×, RNase free)
NA0030	Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)
NH0043	SSC 缓冲液(20×, pH7.0)
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L, pH6.8)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC1243	甘油三酯(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)