

核组蛋白储存液(pH7.6)

产品简介:

核组蛋白储存液(pH7.6)由 HEPES 缓冲液(pH7.6)、EDTA、氯化钾、甘油、去离子水等组成, pH 约为 7.6, 临用前加入 1mM DTT, 用于保存核组蛋白。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PZ0029	Storage
	核组蛋白储存液(pH7.6)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)