

抗体储存液

产品简介:

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要, IgG 是最稳定的球蛋白之一, 通常在 pH5 ~9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定, Leagene 抗体储存液由磷酸盐、保护剂等组成, pH=7.0~7.2, 可用于常规抗体的保存, 由于本品含有保护剂, 可有效避免在低温条件下抗体溶液结冰的情况。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PZ0050	Storage
	抗体储存液		100ml
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、将制备好的抗体溶液与抗体储存液按 1 : 2~3 的比例混合, 充分溶解后, 4℃条件下可短期保存, -20℃ ~ -80℃保存 2 年或更长时间。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NH0053	变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
NR0042	RNase A(10mg/ml, DNase free)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)