

## 尿乙酰乙酸定性检测试剂盒

### 产品简介:

乙酰乙酸是最简单的 $\beta$ -酮酸, 可由乙酰乙酸乙酯水解得。Leagene 尿乙酰乙酸定性检测试剂盒检测原理是尿中乙酰乙酸与氯化高铁形成乙酰乙酸铁, 呈赭红色, 主要用于定性检测人、动物尿液中乙酰乙酸含量, 脂肪酸代谢过度之后, 糖尿病、饥饿、急性乙醇中毒等都会使乙酰乙酸的含量增高, 可用于鉴别和监护糖尿病中毒病人的诊断和治疗。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	TC0463 50T	Storage
乙酰乙酸定性试剂		100ml	RT
使用说明书			1份

### 操作步骤(仅供参考):

操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

### 注意事项:

- 1、尿液必须新鲜, 久置后乙酰乙酸有可能转变成丙酮。
- 2、尿液中如果含有安替比林、酚类或磺基水杨酸盐类药物可呈假阳性。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DP0013	GUS 染色液(即用型)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)